





CitraFlow™ Estītytetty ruisku, jossa antikoagulantista natriumsitraattiliuosta 4 % (w/v) USP...

- 1. Aspiroi ja hāvita tai huuhtele tarpeen mukaan verisuoniporttialtiuteen (VAD) edellissē toimenpiteessē lāsittu lūvus laitoksen kāytāntōien mukaisesti...

TOIMINTA CitraFlow™ lūuos toimii epāsuurana sisāissēn antikoagulantina verisuoniporttialtiuteen (VAD) lukitusessa. Antikoagulantisen USP-natriumsitraattiliuoksen veressē hyuymittās estāv valitusohju uinoisoidn kalsiumin kelatoitumissē veressē ja kudoksissa sitraatti-ionista johtuen, mikä estāā kalsiumista riippuvaisten prokooagulantien aktivatiōn.

Table with 3 columns: Luetteluero mero, Kuvaus, Pakkaus. Contains details for different CitraFlow syringe packages.

SAILYTYN VAKAUS CitraFlow™ tulee säilyttā 15 °C ja 30 °C (59 °F ja 86 °F) välissēssē lāmpōtillassa ja suojattuna suorittā auringonvalolta sekā jālymyksiltā.

Table with 2 columns: REF, Luettelo (vite) Numero. Contains symbols for handling instructions like 'STERILE', 'LOT', and 'EXP'.

Table with 2 columns: REF, Luettelo (vite) Numero. Contains symbols for storage and use instructions like 'LOT', 'EXP', and 'CE'.

CitraFlow™ Προγεμμιμένη σύριγγα με αντιθρομβωτικό διάλυμα Κιτρικού 4% (κ.ο.) σε Φυσιολογικό ορό USP...

- 1. Πριν από την έναρξη της συνδεσίας, αναρροφήσει τα απορρίπτα, ή έλξηλιουτε αν χρειαστεί, το διάλυμα που έχει εγκυβήσει επί της συσκευής Αγωγικής Προσελαίας (ΖΑΠ) κατά την προηγούμενη συνδεσία...

ΔΡΑΣΗ Το διάλυμα CitraFlow™ ενεργεί σαν έμμεσος αντιθρομβωτικός παράγοντας για το κλείσιμο Συσκευών Αγωγικής Προσελαίας (ΖΑΠ). Το αντιθρομβωτικό διάλυμα Κιτρικού Νατρίου ενεργεί ανταγωνιστικά μέσω της δέμεσης των ιόντων Αρσθενίου X και της προθρομβίνης και του επακόλουθου σχηματισμού του υνώδους Έμφρονu χρησιμοποιώντας όπικ ενδοκίτια, το CitraFlow™ ελαχιστοποιεί τους κινδύνους της συστηματικής αντιθρομβωτικής αγωγής που σχετίζεται με την χρήση σφραγιστικών διαλυμάτων ηπαρίνης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Το CitraFlow™ παρέχεται σε διαφανή, πλαστική, προγεμμιμένη σύριγγα, συσκευασμένη σε Θερμοσκόλημένο φάκελλο. Κάθε προγεμμιμένη σύριγγα περιέχει αποστειρωμένο, διαφανές και άχρωμο διάλυμα 0.04 g/ml διένυδρο Κιτρικό Νάτριο USP με αιθανόλη (έξοδος), pH ρυθμιζόμενο με κιτρικό οξύ. Το CitraFlow™ είναι ελεύθερο από λάτες και δεν περιέχει συντηρητικά.

Table with 3 columns: Αριθμός Καταλόγου, Περιγραφή, Συσκευασία. Lists different syringe types and their packaging.

ΑΠΟΠΡΟΚΗΥΧΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΗΤΗ Το CitraFlow™ πρέπει να αποθηκεύεται μεταξύ 15°C και 30°C (59°F και 86°F) και να προστατεύεται από την υπεριώδη έκθεση στο φως και τη θερμότητα.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΩ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αριθμός καταλόγου (παράδοση), Προσγγ, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έντυπα, STERILE R, Αποστειρωμένη με ακτινοβολία.

Table with 2 columns: REF, Αριθμός Lot. Contains symbols for lot and expiration date information.

CitraFlow™ Antikoagulāns nātrium-citrāt 4% (m/v) USP oldat előre tōltōtt fecskendőben KÖZVETETT ANTIKOAGULĀNS SZER KIVALLATTOK ÉS ELLENJAVALLATOK...

- 1. A vénās behatolás előtt szűzja ki és ez intézményi eljárás protokolljának megfelelően ellenőrizze, ill. illetve szűkesebben öblítse ki az előző eljárás során a vaszkulāris portos eszközbe (VAD) juttatott oldatot.

HATÁS A CitraFlow™ közvetett antikoagulāns szerként működik a vaszkulāris portos eszközök alvadégszűgítésében. Az antikoagulāns nātrium-citrāt USP oldat véralvadégszűgítő hatásának kifejtéséhez a citráton a vérben és a szövetekben található ionizált kalciumot kelti formājában megkötő, ami megakadályozza a kalciumfüggő prokooagulānsok aktivālvadást. Az extrakorporālis körben a nātrium-citrāt gőtja a véralvadást azaz, hogy az ionizált kalciummal oldható keltőkomplexet képez.

TERMÉKLEÍRÁS ÉS CSOMAGOLÁS A CitraFlow™ hōvel forrasztott tasakba csomagolt, átltázlo, előre tōltōtt műanyag fecskendőben van kiserelv. Minden CitraFlow™ előre tōltōtt fecskendő tartalma 0,04 g/ml nātrium-citrāt dihidrāt USP, etanol (segédanyag), ill. teltve citrovassal a pH beállításra. A CitraFlow™ nem tartalmaz latexet vagy tartósítószert.

Table with 3 columns: Katalógusszám, Leírás, Csomagolás. Lists different syringe types and their packaging.

TARTALOS AS STABILITĀS A CitraFlow™ 15°C és 30°C (59°F és 86°F) közötti hőmérsékleten, a közvetlen napsugárzattól és fagyástól védve kell tárolni.

SZIMBOLUMOK ÉS A TERMÉK CIMKÉI REF: Katalógus (Referencia) Szám, Végvázlat/ Olvassa el a kisérő dokumentumokat, STERILE R, Sugárzással sterilizált.

Table with 2 columns: REF, Tétel szám. Contains symbols for lot and expiration date information.

Table with 2 columns: REF, CE-jelölés. Contains symbols for CE mark and other regulatory information.

CitraFlow™ Soluzione sterile di anticoagulante sodico citrato 4% (w/v) USP in siringhe preimprite ANTICOAGULANTE DIRETTAMENTE IN LINEA INDICAZIONI E USI CLINICI...

- 1. Prima di iniziare una sessione di accesso venoso, aspirate e gettate, o sciaccate se necessario, la soluzione ed il contenuto del dispositivo di accesso vascolare dal nei precedente trattamento, in linea con il protocollo dell'Istituto.

AZIONE La soluzione CitraFlow™ agisce come una soluzione lock anticoagulante indiretto per il dispositivo utilizzato per gli accessi vascolari. La soluzione anticoagulante di citrato esercita la sua azione chelando gli ioni calcio presenti nel sangue e nei tessuti rendendoli quindi non più disponibile per la cascata coagulativa.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E CONFEZIONAMENTO CitraFlow™ è fornito, come una siringa preimpressa dal contenuto trasparente, confezionata in un involucro saldato a caldo. Ciascuna siringa preimpressa CitraFlow™ contiene una soluzione sterile, trasparente e incolore, di Sodio Citrato, Dihidrato 0,04 g/ml USP e etanolo (eccipienti): pH aggiustata con acido citrico. CitraFlow™ è latex free e non contiene conservanti.

Table with 3 columns: Numero catalogo, Descrizione, Confezione. Lists different syringe types and their packaging.

CONSERVAZIONE E STABILITÀ CitraFlow™ dovrebbe essere conservato tra 15 e 30°C (59°F e 86°F) e protetto dalla luce solare diretta. CitraFlow™ può essere conservato fino dalla data di scadenza sulla confezione del prodotto.

SIMBOLI SULLE ETICHETTE PRODOTTO REF: Numero riferimento catalogo, Attenzione, consultare il foglietto illustrativo allegato, STERILE R, Sterilizzato per irraggiamento.

Table with 2 columns: REF, Numero di lotto. Contains symbols for lot and expiration date information.

Table with 2 columns: REF, Marcatura CE. Contains symbols for CE mark and other regulatory information.





