


# CitraFlow™ Plus

Seringue préremplie d'anticoagulant de Citrate de Sodium 4% **PLUS** l'effet antimicrobien de l'Éthanol 30% pour le verrouillage de cathéter

“ La façon naturelle de verrouiller & désinfecter les cathéters ”




Le verrouillage de cathéter à demeure avec le CitraFlow PLUS™ offre tous les avantages des seringues préremplies CitraFlow™... **PLUS**

... l'avantage additionnel de l'Éthanol 30%. Un désinfectant naturel avec une activité antimicrobienne à large spectre.

## Caractéristiques & avantages

- ✓ Conçu pour être utilisé dans les **champs stériles**
- ✓ Préviend la formation de biofilm
- ✓ Réduit les incidents de CIC (Infections liées aux cathéters intravasculaires centraux)
- ✓ Compatible avec les cathéters de polyuréthane et de silicone
- ✓ Aussi sûr et efficace que le citrate de sodium à haute concentration
- ✓ Sécuritaire, facile et peu coûteux à utiliser
- ✓ Stérilisation terminale du produit

Ce document contient des informations concernant des produits qui peuvent être ou ne pas être disponibles dans un pays donné, et si applicable, peuvent avoir reçu l'approbation ou l'autorisation pour un marché par une entité réglementaire gouvernementale pour différentes indications et restrictions dans différents pays. Ce produit est fabriqué dans une usine dont le système de gestion de la qualité des dispositifs médicaux est certifié conforme à la norme ISO 13485:2016.



Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter votre représentant.

MedXL Inc.  
Pointe-Claire (Qc) Canada H9R 1A3

medxl.com  
+1.514.695.7474

MEDXL  
Une compagnie de AMSINO