


CitraFlow™ Plus

Jeringa pre-llenada para el sellado del catéter con anticoagulante 4% de Citrato de sodio **MÁS** y antimicrobiano 30% de etanol

“ La manera natural para sellar y desinfectar los catéteres ”




El sellado de catéteres permanentes con CitraFlow PLUS™ ofrece todas las ventajas de una jeringa prellenada de CitraFlow™... **MÁS**

... la ventaja adicional de etanol 30%. Un desinfectante natural con una amplia gama de actividad antimicrobiana

Características y beneficios

- ✓ Diseñado para su uso en **campos estériles**
- ✓ Previene la formación de biopelícula (biofilms)
- ✓ Reduce la incidencia de CRBSI's (infecciones del torrente sanguíneo en relación con el catéter)
- ✓ Compatible con catéter de poliuretano y silicona
- ✓ Tan seguro y eficaz como el citrato de sodio de alta concentración
- ✓ Seguro, barato y fácil para usar
- ✓ Producto terminalmente esterilizado

El presente documento contiene información sobre productos que pueden o no estar disponibles en un país determinado, y en su caso, pueden haber no sido aprobados y autorizados para su comercialización por las diferentes indicaciones y restricciones de las regulaciones gubernamentales de diferentes países. Este producto se fabrica en una fábrica con un sistema de gestión de calidad para dispositivos médicos está certificado según la norma ISO 13485:2016.



Para más información, póngase en contacto con su representante.

MedXL Inc.
Pointe-Claire (Qc) Canada H9R 1A3

medxl.com
+1.514.695.7474

MEDXL
An **AMSINO** Company

Foto solo representativa. El producto puede no ser exactamente como se muestra.

F5-VN-04/04sp ©2025