

# PraxiFill™

Llenadora automática de jeringas

PraxiFill™ es una llenadora de jeringas semiautomática diseñada para aumentar la productividad del proceso de llenado de la jeringa eliminando la tediosa tarea manual de extraer la solución en la jeringa y ponerle un tapón de rosca a la jeringa llena.

PraxiFill™ está diseñado para usarse con jeringas estériles, con tapón de rosca de MedXL, para una eficiencia y una productividad.

Los tamaños de jeringas disponibles son 3cc, 5cc, 10cc, 20cc y 50cc.


La tasa de llenado puede alcanzar hasta 8 jeringas/minuto, dependiendo del tamaño de la jeringa.

**Aumenta la productividad**

**Economisa tiempo y dinero**

**Reduce lesiones a causa de movimientos repetitivos.**

“Rápido, preciso y repetible.  
¡El llenado de jeringas  
lo hace fácil!”



## Características y beneficios

- ✓ Llenado y taponado rápido, preciso y repetible.
- ✓ No hay necesidad de calibración, puesta a cero automática en todas las funciones.
- ✓ Pequeña huella ambiental (compacta).
- ✓ Puede llenar jeringas de 3cc, 5cc, 10cc, 20cc y 50cc.
- ✓ Cambio simple y rápido entre diferentes tamaños de jeringas.
- ✓ El nivel mínimo de llenado es 10% de la capacidad de la jeringa.
- ✓ Precisión de llenado y repetibilidad de +/- 1%.
- ✓ Sin pérdida de líquido durante el llenado.
- ✓ Tapones diseñados para el ciclo de congelación y descongelación.



Para más información,  
póngase en contacto  
con su representante.

MedXL Inc.  
Pointe-Claire (Qc) Canada H9R 1A3

medxl.com  
+1.514.695.7474

**MEDXL**  
An **AMSINO** Company