

# PraxiLabel™

Étiqueteuse de seringue semi-automatique

“ Rapide, précis et répétable.  
L'étiquetage de seringues  
rendu facile! ”


PraxiLabel™ est une étiqueteuse semi-automatique de seringue destinée à augmenter la productivité de l'étiquetage car elle élimine les blessures liées au travail en raison des mouvements fréquents de la main et du poignet impliqués.

Les étiquettes sont pré-graduées et peuvent être imprimées sur une imprimante à transfert de chaleur.

PraxiLabel™ utilise des étiquettes graduées de 3cc, 5cc, 10cc, 20cc et 50cc sur des seringues stériles pré-bouchonnées MedXL.

Un seul ensemble de support à rouleaux de seringue à 2 voies couvre toutes les tailles de seringues (aucun outil nécessaire pour le changement).

PraxiLabel™ est le parfait complément du PraxiFill™ pour étiqueter les seringues préremplies.



## Caractéristiques & avantages

- ✓ Peut étiqueter les seringues de 3cc, 5cc, 10cc, 20cc et 50cc
- ✓ Passe simplement et rapidement entre les différentes tailles
- ✓ Position de l'étiquette ajustable pour un étiquetage précis

Augmente la productivité

Économie de temps et d'argent

Réduit les blessures liées aux mouvements répétitifs

